



# Диспенсер DP30

Диспенсер DP 30 є універсальним і легким в налаштуванні інфільтраційним насосом, який застосовується для проведення тумесцентної анестезії і процедур лікування вен.

Об'ємну швидкість потоку, яку створює DP30, можна регулювати за допомогою поворотного регулятора або ногою педаллю.

## Переваги:

- Найкраще співвідношення ціна/якість
- Універсальність
- Широкий перелік показів
- Простота в користуванні і обслуговуванні
- Значна економія часу відносно тривалості ін'єкції, при збереженні якості інфільтрації
- Плавне регулювання і точне налаштування потужності подачі розчину
- Надійна перевірена і стабільна технологія

## Диспенсер DP30

з педаллю включення/виключення, Арт. 4186

У комплект входить:

- Набір трубок, 4 м, стерильний, арт. № 6022
- Тримач банки (без банки), арт. № 1770
- Педаль включення/виключення, арт. № 1513

## Диспенсер DP30

з варіо-педаллю, Арт. 4187

У комплект входить:

- Набір трубок, 4 м, стерильний, арт. № 6022
- Тримач банки (без банки), арт. № 1770
- Варіо-педаль, арт. № 1501

Фізрозчин не входить у комплекти.

| Тип:                     | Диспенсер DP30         |
|--------------------------|------------------------|
| Вхідна напруга           | 100/115/230 В 50-60 Hz |
| Вихідна потужність       | 40 VA                  |
| Об'ємна швидкість потоку | 1-17 л/год.            |
| Габарити (ШxГxВ)         | 260/250/110 мм         |
| Вага, блок управління    | 2.5 кг                 |



- **Ергономічний дизайн**  
Невеликий і найлегший апарат у своєму класі
- **Індикатор включення/виключення**  
Сигналізує про те, що прилад готовий до роботи
- **Точне управління помпою**  
Установка продуктивності помпи поворотним регулятором
- **Зручність у роботі**  
Ємність з необхідним розчином можна розмістити на тримачі
- **Легке встановлення**  
Просте встановлення системи трубок
- **Тиха робота внутрішнього насосу**
- **Доступ до насосу**  
Насос відкривається натисканням лише однієї кнопки; це запобігає ненавмисному переміщенню приладу під час роботи.