




Neo Spectra™ ST Effects

Просте рішення для складних випадків у фронтальній ділянці



Neo Spectra™ ST

Покриває більшість випадків Вашої клінічної практики

Ефективна естетика з композитними матеріалами Neo Spectra™ ST



Neo Spectra™ ST flow

Ефективна універсальність естетичного текучого композиту

Десятиліття інновацій в композитних матеріалах дозволили нам зрозуміти, що має найбільше значення для стоматологів.



Маніпуляційні властивості



Естетика




Довговічність

Sphere TEC®
технологія
наповнювача

Збільшені частинки наповнювача Sphere Tec® діаметром 15 мікрон

Композитні матеріали Neo Spectra™ ST мають переваги там, де це найбільш важливо, завдяки технології наповнювача SphereTEC®.

Ключові переваги ефективності композитних матеріалів Neo Spectra™ ST стали можливі завдяки технології наповнювача Sphere TEC®. Морфологія, розподіл розміру частинок та мікроструктура поверхні наповнювача SphereTEC® забезпечують переваги по тим властивостям композиту, які найбільш важливі для стоматологів.




Оптимізовані маніпуляційні властивості

Простота роботи композитом - важливий та необхідний критерій для його ефективного внесення.

Форма і розподіл розмірів наповнювача SphereTEC® створює «ефект шароподібного підшипника», тим самим забезпечуючи відмінну адаптацію та моделювання. Ці наповнювачі можуть пов'язувати більшу кількість полімеру в порівнянні зі звичайними, що дозволяє усунути липкість композиту.

СФЕРИЧНІ




Спрощена естетика

Відтворення природньої естетики має відбуватися просто.

Наповнювачі SphereTEC® унікально створені таким чином, щоб знайти баланс непрозорості, прозорості, поглинання світла і його розсіювання для відмінного ефекту хамелеона. Їх мікроструктура забезпечує швидке полірування поверхні композиту до вираженого глянце.

МИКРОМАСШТАБНІ



Надійна довговічність

Стійкі результати сприяють отриманню прибутків та хорошій репутації.

Висока щільність наповнювача плюс мікромеханічне блокування полімерної смоли та наповнювачів забезпечують міцність та стійкість нашого композитного матеріалу. Спеціальний дизайн наповнювача, інфільтрований полімером та попередньо преполімерований, забезпечує високотехнологічну стійкість до профарбування.

СУПЕРСТРУКТУРИ

Прості рішення для створення будь-якої реставрації за допомогою композитних

Покриває більшість випадків
Вашої клінічної практики



Neo Spectra™ ST

Універсальний композитний
реставраційний матеріал

Оцініть оптимізовані маніпуляційні властивості композиту в різній в'язкості, що ідеальна саме для Вас, та всього 5 універсальних відтінків CLOUD, які покривають всю шкалу відтінків VITA®¹



Складний випадок



Neo Spectra™

Універсальний композитний
матеріал

Наявність двох додаткових упакованих кольорів, що використовуються разом з універсальними відтінками композитів Neo Spectra™ ST по спрощеній системі пошарового нанесення



матеріалів Neo Spectra™ ST з технологією SphereTEC®

у фронтальній ділянці



Ефективна універсальність
естетичного текучого композиту



Neo Spectra™ ST flow

Текучий композитний реставраційний матеріал

Універсальна маніпуляційна властивість
«текучість за запитом» разом з широкою палітрою відтінків
ідеально доповнюють портфоліо наших універсальних
композитних матеріалів



Вибір за Вами

Два варіанти в'язкості універсального композитного матеріалу

Завдяки технології наповнювача SphereTEC® універсальний композит Neo Spectra™ ST тепер постачається у двох типах в'язкості. А саме, низькій в'язкості (Low Viscosity = LV), яка характеризується більш кремоподібною консистенцією та високої в'язкості (High Viscosity = HV) з більш щільною консистенцією. Тип в'язкості не впливає на маніпуляційні характеристики матеріалу.

- **Не прилипає до ручних інструментів**
- **Легко адаптується до поверхні порожнини**
- **Легко моделюється та приймає потрібну форму**
- **Відмінна стійкість до стикання**



74%

стоматологів
скаржаться на
маніпуляційні властивості
композитних матеріалів,
такі як адаптація та
прилепання²



Робота з універсальним текучим композитним матеріалом

Текучий композитний матеріал Neo Spectra™ ST flow застосовується, як і всі традиційні текучі композити. Забезпечує ефективну естетику та довговічність, яку Ви можете очікувати від композитних матеріалів на основі технології наповнювача SphereTEC®.

- **Маніпуляційна властивість — текучість за запитом**
- **Відмінна адаптація у порожнині**
- **Залишається на місці до поки не застосувати інструмент для ініціації текучості**



66%

стоматологів
використовують традиційні
текучі матеріали для
реставрацій V класу.
В середньому 1/4 реставрацій
V класу знаходяться у
фронтальній ділянці³

² Dentsply Sirona Restorative, опитування користувачів композитних матеріалів в Європі, 2015 р., n = 297.

³ Dentsply Sirona, дослідження серед користувачів текучих композитних матеріалів, серпень 2018 р.

Спрощена естетика

Універсальні відтинки CLOUD для більшості клінічних випадків

Основні частинки наповнювача SphereTEC® у комбінації з полімерною смолою забезпечують відмінний ефект хамелеону для спрощеної системи підбору відтінків. Один універсальний відтінок CLOUD — все, що вам потрібно у більшості клінічних випадків.

- 5 універсальних відтінків CLOUD перекривають всю шкалу відтінків VITA[®]
- Надійна, точна відповідність відтінків зовнішнім тканинам зуба
- Економія грошей та місця на полицях шляхом скорочення кількості інвентаря
- Доступний відтінок BW (біліч вайт) для реставрації відбілених зубів

88%

стоматологи зберігають
більше п'яти відтінків VITA[®]



VITA[®] не є зареєстрованим товарним знаком компанії Dentsply Sirona.

Плюс дентинні та емалеві відтинки для складних випадків у фронтальній ділянці

Для реалізації фронтальних реставрацій з високими вимогами до естетики композитний матеріал Neo Spectra™ ST Effects використовується разом з універсальними відтинками CLOUD композитного матеріалу Neo Spectra™ ST в техніці спрощеного пошарового нанесення (SLS - simplified layering system)

- Виберіть один з двох дентинних відтінків матеріалу Effects для отримання додаткової опакості
- Один емалевий відтінок матеріалу Effects для високопрозорого ріжучого краю
- Прості комбінації та техніка реалізації для високоестетичних результатів

**БІЛЬШЕ
1/3**

лікарів вважають, що
підбір відтінків є
найбільшим складним
аспектом при виконанні
реставрацій IV класу⁶.



VITA[®] не є зареєстрованим товарним знаком компанії Dentsply Sirona.

Інформація для замовлення

Neo Spectra™ ST

Універсальний композитний реставраційний матеріал

ВИСОКА В'ЯЗКІСТЬ

Навчальний набір капсульний (HV) 607.01.970

24 капсули сірого кольору (HV), асорті (кожна по 0,25 г)

(4×A1; 4×A2; 8×A3; 4×A3.5; 4×A4)

1 пістолет для капсул

наклейка шкали відтінків

1 флакон адгезива Prime&Bond Universal™ (2,5 мл)

аксесуари

Навчальний набір шприців (HV) 607.01.980

5 шприців в сірого кольору (HV), асорті (кожний по 3 г)

(A1; A2; A3; A3.5; A4)

наклейка шкали відтінків

1 флакон адгезива Prime&Bond Universal™ (2,5 мл)

аксесуари

Економічний набір шприців (HV) 607.01.990

6 шприців сірого кольору (HV), асорті (кожний по 3 г)

(3×A2; 3×A3)

наклейка шкали відтінків

1 флакон адгезива Prime&Bond Universal™ (2,5 мл)

аксесуари

Додаткова упаковка (HV)	Капсули	Шприці
-------------------------	---------	--------

відтінки	(16 × 0,25 г)	(1 × 3 г)
A1 (= відтінки по VITA® A1; B1; C1)	607.01.971	607.01.981
A2 (= відтінки по VITA® A2; B2; D2)	607.01.972	607.01.982
A3 (= відтінки по VITA® A3; C2; D3; D4)	607.01.973	607.01.983
A3.5 (= відтінки по VITA® A3.5; B3; B4; C3)	607.01.975	607.01.985
A4 (= відтінки по VITA® A4; C4)	607.01.974	607.01.984
BW (відбілений білий)	607.01.976	

НИЗЬКА В'ЯЗКІСТЬ

Навчальний набір капсул (LV) 607.01.870

24 капсули синього кольору (LV), асорті (кожна по 0,25 г)

(4×A1; 4×A2; 8×A3; 4×A3.5; 4×A4)

1 пістолет для капсул

наклейка шкали відтінків

1 флакон адгезива Prime&Bond Universal™ (2,5 мл)

аксесуари

Навчальний набір шприців (LV) 607.01.880

5 шприців синього кольору (LV), асорті (кожний по 3 г)

(A1; A2; A3; A3.5; A4)

наклейка шкали відтінків

1 флакон адгезива Prime&Bond Universal™ (2,5 мл)

аксесуари

Економічний набір шприці (LV) 607.01.890

6 шприців синього кольору (LV), асорті (кожний по 3 г)

(3×A2; 3×A3)

наклейка шкали відтінків

1 флакон адгезива Prime&Bond Universal™ (2,5 мл)

аксесуари

Додаткова упаковка (LV)	Капсули	Шприці
-------------------------	---------	--------

відтінки	(16 × 0,25 г)	(1 × 3 г)
A1 (= відтінки по VITA® A1; B1; C1)	607.01.871	607.01.881
A2 (= відтінки по VITA® A2; B2; D2)	607.01.872	607.01.882
A3 (= відтінки по VITA® A3; C2; D3; D4)	607.01.873	607.01.883
A3.5 (= відтінки по VITA® A3.5; B3; B4; C3)	607.01.875	607.01.885
A4 (= відтінки по VITA® A4; C4)	607.01.876	607.01.884
BW (відбілений білий)	607.01.876	

Neo Spectra™ ST Effects

Універсальний композитний реставраційний матеріал

Навчальний набір капсульний 607.01.940

24 капсули сірого кольору (HV), асорті (кожна по 0,25 г)

(12×D1; 8×D3; 4×E1)

ілюстрована інструкція по техніці роботи

наклейка шкали відтінків

Навчальний набір шприців (HV) 607.01.950

3 шприці сірого кольору (HV), асорті (кожний по 3 г)

(1×D1; 1×D3; 1×E1)

ілюстрована інструкція по техніці роботи

наклейка шкали відтінків

Додаткова упаковка (HV)	Капсули	Шприці
-------------------------	---------	--------

відтінків	(16 × 0,25 г)	(1 × 3 г)
D1 (використовується з A1; A2)	607.01.942	607.01.952
D3 (використовується з A3; A3.5; A4)	607.01.943	607.01.953
E1 (використовується з A1; A2; A3; A3.5; A4)	607.01.941	607.01.951

Neo Spectra™ ST flow

Текучий композитний реставраційний матеріал

Навчальний набір капсульний 607.01.910

24 капсули, асорті (кожна по 0,25 г)

(4×A1; 4×A2; 8×A3; 4×A3.5; 4×A4)

1 флакон адгезива Prime&Bond Universal™ (2,5 мл)

аксесуари

1 пістолет для капсул

наклейка шкали відтінків

Навчальний набір шприців 607.01.920

5 шприців (кожний по 1,8 г)

(A1; A2; A3; A3.5; A4)

1 флакон адгезива Prime&Bond Universal™ (2,5 мл)

наклейка шкали відтінків

50 насадок для шприців

аксесуари

Додаткова упаковка	Капсули	Шприці
--------------------	---------	--------

відтінки	(16 × 0,25 г)	(2 × 1,8 г + 25 насадок на шприці)
A1 (= відтінки по VITA® A1; B1; C1)	607.01.911	607.01.921
A2 (= відтінки по VITA® A2; B2; D2)	607.01.912	607.01.922
A3 (= відтінки по VITA® A3; C2; D3; D4)	607.01.913	607.01.923
A3.5 (= відтінки по VITA® A3.5; B3; B4; C3)	607.01.915	607.01.925
A4 (= відтінки по VITA® A4; C4)	607.01.914	607.01.924
BW (відбілений білий)	607.01.916	607.01.926
D1 (непрозорий дентинний)	607.01.918	607.01.928
D3 (непрозорий дентинний)	607.01.919	607.01.929
E1 (прозорий емальовий)	607.01.917	607.01.927

Додатковий набір насадок для шприців 607.01.932

50 насадок для шприців

Compules® Tips Gun 606.65.900

1 пістолет для капсул

Шкала відтінків Neo Spectra™ ST 607.01.869

1 тримач для шкали відтінків

9 вкладок відтінків (A1, A2, A3, A3.5, A4, BW, D1, D3, E1)

Додаткова інформація щодо портфоліо матеріалів Neo Spectra™ ST на сайті: www.dentsplysirona.com/NeoSpectraST-composites

 [instagram.com/dentsplysirona.cis](https://www.instagram.com/dentsplysirona.cis)

 [facebook.com/dentsply.sirona.cis](https://www.facebook.com/dentsply.sirona.cis)

 t.me/dentsplysironacis

 [DentsplySironaCIS](https://www.youtube.com/DentsplySironaCIS)

Представництво
«Дентсплай Лімітед» в Україні
Україна, 03038, м. Київ,
вул. Нововокзальна, 2
Тел.: +38 (044) 594 56 04
www.dentsplysirona.com

 Dentsply
Sirona