

PASTA POLERSKA

polishing paste for resins and metals

EN - Polishing paste for resins and metals

Product characteristics: polishing paste for resins and metals.

Assortment

TP006 Pasta polerska 150g

Method of use

Hard or soft brushes or felt wheels may be used. For high shine of acrylic resin or metal surface use a wool brush.

Caution!

Material for professional use only in technical and dental laboratories.

All written and/or verbal instructions and information given during the presentation by the manufacturer are in accordance with the current level of dental techniques and technology. They should be considered applicable information. No information acquired from any third parties (given their different level of authorisation) releases the user from checking if the product is suitable for the intended particular use. Since the manufacturer has no control over the use of the product, the manufacturer's liability only covers the value of the supplied material.

Any comments relating to our products should be sent to our address.

FR - Pâte à polir pour résines et métaux

Caractéristique du produit : pâte à polir pour résines et métaux

Produits

TP006 Pâte à polir 150 g

Mode d'emploi

Sortir du tube une petite quantité de pâte sur une brosse à polir molle ou dure ou sur un disque en feutre. La brillance de la surface d'une matière acrylique ou d'un métal peut être obtenue à l'aide d'une brosse en laine.

Attention !

Produit destiné uniquement à une utilisation professionnelle dans les ateliers dentaires.

Les instructions écrites, orales, ainsi que les informations communiquées pendant la présentation faite par le fabricant se basent sur le niveau actuel acquis de la technique et de la technologie dentaire. Elles doivent être considérées comme les informations en vigueur. Les informations fournies par les tiers (vu un niveau différent de compétences) n'exemptent pas l'utilisateur de l'obligation de vérifier personnellement si le produit peut être utilisé conformément à sa destination. Puisque l'utilisation du produit s'effectue sans contrôle du fabricant, la responsabilité de celui-ci est limitée jusqu'à la valeur du produit fourni.

Merci d'envoyer toutes les observations concernant nos produits à notre adresse.

DE - Polierpaste für Kunststoffe und Metalle

Produktinformationen: Polierpaste für Kunststoffe und Metalle

Sortiment

TP006 Polierpaste 150g

Verwendungsweise

Drücken Sie aus der Tube eine kleine Menge der Paste auf eine weiche oder harte Polierbürste bzw. eine Filzscheibe aus. Den Glanz der Oberfläche des Kunststoffes oder Metalls kann man durch die Verwendung einer Wollbürste erzielen.

Achtung!

Material nur zur professionellen Verwendung in Zahntechniklaboren.

Schriftliche und mündliche Anweisungen sowie die durch den Hersteller während der Präsentation dargestellten Informationen folgen aus dem aktuellen Stand der Zahntechnik und Technologie. Diese sind als geltende Informationen zu betrachten. Die von Dritten (wegen verschiedenen Grads ihrer Berechtigungen) gewonnenen Informationen stellen den Benutzer nicht von der Verantwortung frei, selbst zu überprüfen, ob das Präparat sich für die bestimmte Verwendung eignet. Da seine Verwendung außerhalb der Kontrolle des Herstellers liegt, beschränkt dies die Verantwortung des Produzenten bis zum Wert des gelieferten Materials.

Sämtliche Hinweise unsere Produkte betreffend richten Sie bitte an unsere Adresse.

ES - Pasta de pulir para resinas y metales

Características del producto: pasta para pulir resinas y metales

Gama de productos

TP006 Pasta de pulir 150g

Modo de uso

Exprima una pequeña cantidad de pasta en un cepillo de pulido suave o duro, o en un cepillo de fieltro. Para obtener un alto brillo de las superficies acrílicas o superficie metálicas, use un cepillo de lana.

¡Atención!

Material para uso profesional sólo en laboratorios técnicos y odontológicos.

Las instrucciones escritas y verbales y la información suministrada durante la presentación por el fabricante derivan del nivel actual de la tecnología y técnicas odontológicas. Ellas deben ser tratadas como informaciones válidas. Las informaciones obtenidas de terceros (debido a diferentes niveles de sus autorizaciones) no liberan al usuario de la verificación personal que analizará si el preparado es adecuado para un propósito específico. Una vez que su uso ocurre sin la posibilidad de control del fabricante, eso limita la responsabilidad del fabricante sólo al valor del material entregado.

Cualquier comentario sobre nuestros productos debe ser dirigido a nuestra dirección.

PL - Pasta polerska do żywici i metali

Charakterystyka produktu: pasta polerska do żywici i metali.

Asortyment

TP006 Pasta polerska 150g

Sposób użycia

Wycisnąć z tuby niewielką ilość pasty na miękką lub twardą szczotkę polerską lub filcowy krążek. Połysk powierzchni tworzywa akrylowego lub metalu można uzyskać po użyciu szczotki wełnianej.

Uwaga!

Materiał tylko do profesjonalnego stosowania w pracowniach techniczno – dentystycznych.

Instrukcje pisemne, słowne oraz informacje przekazywane w czasie prezentacji przez producenta wynikają z aktualnego poziomu techniki dentystycznej i technologii. Należy traktować je jako informacje obowiązujące. Informacje uzyskane od osób trzecich (ze względu na różny poziom ich uprawnień) nie zwalniają użytkownika od osobistego sprawdzenia czy preparat nadaje się do określonego przeznaczenia. Ponieważ jego stosowanie odbywa się bez możliwości kontroli ze strony producenta ogranicza to odpowiedzialność wytwórcy do wartości dostarczonego materiału.

Szczegółowe informacje na temat wszystkich materiałów firmy Everall7 można uzyskać pod numerem tel.: +48 602 701 001.

Wszelkie uwagi dotyczące naszych wyrobów prosimy kierować na nasz adres.

RU - Полировочная паста для акриловых пластмасс и металлов

Характеристика продукта: полировочная паста для акриловых пластмасс и металлов.

Ассортимент

TP006 Pasta polerska 150g

Способ употребления

Выдавить из тюбика небольшое количество пасты на мягкую или твердую полировочную щетку или войлочный круг. Блестящую поверхность металла можно получить при использовании шерстяной щетки.

Внимание!

Материал только для профессионального использования в зуботехнических лабораториях.

Письменные и устные инструкции, а также информация, сообщаемая производителем во время презентации, вытекают из современного уровня стоматологической техники и технологии. К ним следует относиться, как к обязывающей информации. Информация, полученная от третьих лиц (ввиду разного уровня их полномочий), не освобождает пользователя от личной проверки пригодности препарата для определенной цели. Поскольку препарат используется без возможности контроля со стороны производителя, ответственность изготовителя ограничивается стоимостью поставленного материала.

Все замечания, касающиеся наших продуктов, просим направлять на наш адрес.