



Пластична і косметична хірургія

з обладнанням швейцарської якості

Vacuson 6o LP, сучасна система ліпосакції

Надійність та простота у використанні є головними характеристиками цієї високотехнологічної системи ліпосакції. Відома у всьому світі за своєю продуктивністю, система використовується провідними спеціалістами в області ліпосакції.

Призначення (топовий діапазон)
Vacuson 6o LP – система ліпосакції з вбудованим інфільтраційним насосом. Комплектується ергономічним наконечником з **Conform Cannula**.

Результат – точно налаштована комбінація пристрою для ліпосакції,
Мета – полегшення зворотно – поступального руху канюлі всередині жирової тканини

Ця комплектація гарантує оптимальний косметичний результат. Наконечник сумісний з усіма стандартними канюлями.

Vacuson 6o LP – маніпуляції здійснюються хірургом за допомогою педалі

Переваги в роботі:

- Практичність в роботі/оптимальне всмоктування тканин
- Енергозберігаюче та легке керування пристроєм
- Короткий час операцій
- Оптимізований розрахунок часу/вартості
- Безпека пацієнта
- Наконечник сумісний з усіма стандартними канюлями

Переваги для пацієнта:

- Оптимальний косметичний результат
- Легке лікування
- Відсутність термічного стресу на тканини
- Швидке відновлення після операції



Тип:	Vacuson 6o LP
Вхідна напруга:	115/230 Volt при 50-60 Hz
Потужність всмоктування:	до 60 л/хв
Максимальний вакуум:	-0.9 bar /686 мм HG
Швидкість потоку інфільтраційної рідини:	від 2 до 22 л./год
Максимальний тиск:	2.5 bar
Стандартний хід канюлі:	2.0 мм
Частота рухів стандартної канюлі:	3600 рух./хв.
Стандартний мотор канюлі:	електричний мотор, (автоклавується)

Детальніше



Інфільтраційний насос

Інфільтраційний насос, для системи іригації розташований по правій стороні блоку керування, легкий доступ і практичний механізм закривання. Фіксація набору трубок здійснюється бічними затискними важелями. Перистальтичний насос з інтуїтивною системою заміни трубок



Поршневий насос – максимальний вакуум до -0.9 bar/686 ммHG

Висока продуктивність вакуумного насоса Vacuson 60 LP – 60 л/хв., обумовлена наявністю поршневого, безмасляного насоса. Рівномірний, безімпульсний тип всмоктування цього вакуумного насоса є важливим критерієм для м'якого втручання при ліпосакції



Наконечник з Conform Cannula

Окрім всмоктування жирових тканин, наконечник з Conform Cannula також відповідає за розшарування тканини за допомогою вібрації – 3600 рух./хв., отже відсмоктування здійснюється більш ефективно. Для розшарування тканини та звільнення жирових клітин достатньо 2 мм коливально/поступальних рухів



Педаль Vario

Після налаштування максимального вакууму на блоці управління, пристрій в основному регулюється педаллю Vario. Синій ножний перемикач на лівій стороні педалі запускає насос. Жовта кнопка на педалі, з правої сторони регулює рух канюлі. За допомогою педалі, продуктивність інфільтрації регулюється до рівня налаштувань. Завдяки практичній рухомій стійці, педаль легко переміщається

LipoSurg, компактна і потужна система для Ліпосакції

LipoSurg – це практична і надійна комбінація пристроїв, що складається з перистальтичного насоса для інфільтрації розчину та моторного приводу для руху канюль. Система **LipoSurg** надає можливість хірургу використовувати і туменісцентну місцеву анестезію. У поєднанні з відповідними аксесуарами, ця система має значні переваги в амбулаторній ліпосакції. При правильному використанні приладу – оптимальний косметичний результат, зниження витрат, спрощення обробки та висока безпека процедури.

INFIL-Клавіша для вибору ефективності інфільтрації та клавіші зі стрілками для збільшення або зменшення значення. Це так просто!

Ергономічний корпус
Легкий і компактний корпус з поверхнею, що легко доглядати і дезинфікувати

Великий дисплей
Прогнозованість на всіх етапах процедури – з великим кольоровим дисплеєм, з високою контрастністю

Новий ергономічний накопичувач Conform Cannula
З оптимізованим всмоктувальним каналом і легким управлінням. Простий в догляді і компануванні



Технічні дані Lipo Surg

Вхідна напруга:	115/230 V при 50-60 Hz
Потужність всмоктування:	1 до 27 Л/год. (450 мл./хв)
Тиск:	2.0 bar
Стандартний хід канюлі:	2.0 мм
Частота коливання канюля:	2700 – 5100 рух./хв.
Мотор стандартної канюлі:	Електромотор (автоклавується)

Lipo Surg

Високопродуктивний інфільтраційний насос

З 450 мл./хв інфільтраційної продуктивності. Закритий привід насоса для безшумної роботи

Системи трубок для аспірації

Систему трубок контролює фіксатор, вбудований в кришку відсіку для насоса

LIPO-клавша для попереднього вибору функцій ліпосакції. Збільшення або зменшення зворотнього руху канюлі за допомогою двох стрілок

- Найкраще співвідношення ціна/якість
- Легке керування з низькими зусиллями для технічного обслуговування
- Постійно змінне та точне регулювання інфільтраційної продуктивності
- Подача рідини з розпиленням до 27 літрів на годину
- Широкий спектр функцій та аксесуарів
- Швидка і легка фіксація набору трубок
- Легке чищення пристрою завдяки дизайну з заокругленими кутами

Новий LipoSurg забезпечує на 60% більше подачі рідини на годину. Забезпечення до 27 літрів на годину прискорює процедуру інфільтрації для ліпосакції і значно знижує витрати на одного пацієнта

Краса приносить радість

Потужний всмоктуючий насос «Vacuson 60» з стійкою на колесах «Sanicar» доповнює систему і робить її дуже практичною, мобільною для використання в ліпосакції



Тюмесенний насос, Диспенсер DP 30 **LIPO+PLUS**

Диспенсер DP 30 Lipo Plus є спеціально розробленим для ліпосакції інфільтраційним насосом, який забезпечує високий об'єм рідини з насиченням і оптимальним тиском.

- Хороша ціна/співвідношення продуктивності
- Легке керування /простота технічного обслуговування
- Контроль та точне регулювання інфільтраційної продуктивності
- Використання розчину до 27 літрів на годину
- Комплект з педаллю Vario або педаллю вмикання / вимикання
- Надійна і легка система фіксації силіконових трубок.
- Легке чищення пристрою завдяки дизайну з заокругленими кутами

Новий диспенсер DP 30 Lipo Plus забезпечує на 60 % більше подачі рідини на годину. Забезпечує до 27 літрів на годину, прискорює процедуру анестезії для ліпосакції та значно знижує витрати на одного пацієнта



Технічні дані, Диспенсер DP 30 Lipo Plus

Тип:	Диспенсер DP 30 Lipo Plus
Мережева напруга:	100/115/230 V при 50 – 60 Hz
Макс. вихідна потужність:	40 VA
Витрата теплоносія:	1 – 27 л/год (450 мл/хв)
Тиск:	2.0 bar
Ширина/глибина/висота:	260/250/110 мм
Вага, блок керування:	2.5 кг

TCM 3000 BL, практичний пристрій для універсальних завдань

Морцелятор призначений для морцеляції та вилучення тканин і для видалення міом матки під час лапароскопічної процедури в гінекології.

Прилад **TCM 3000 BL – Morcellator** – це блок керування для Nouvag Morcellator, що використовується для операцій на слизовій оболонці, операції на гладко м'язових волокнах і для видалення міоми при лапароскопічних втручаннях. Циліндрична трубка, що

обертається, з лезом на дистальному кінці, вставляється через черевну порожнину, що була збільшена інсуфлятором. Тканина, яку потрібно зняти/видалити, направляється на ріжучу трубку за допомогою гріппера, відрізається і видаляється через трубку

Переваги:

- Найкраща ціна/якість
- Висока продуктивність
- Торк залежить від швидкості обертання і контролюється навіть при низькій швидкості обертання інструменту
- Найвища якість і надійність
- Широкий спектр функцій та аксесуарів



Тип:

TCM 3000 BL

Вхідна потужність (перемикається):	100/115/230 V при 0-60 Hz
Діапазон швидкості мікромотору:	500 – 40'000 об/хв.
Система приводу:	Електричний двигун (безщітковий)
Розміри, блок керування:	115 x 120 x 180 мм, (W x H x D)
Вага, Блок керування:	1.8 кг

Пересадка шкіри

Дерматом

Ref. 1992
Дерматом 25 мм



Ref. 1991
Дерматом 50 мм



Ref. 1990
Дерматом 75 мм



25 мм / 50 мм / 75 мм / 100 мм



Дерматом, тип з'єднання INTRA EN3964, глибина різання від 0 – до 1.00 мм
Рекомендована швидкість – 8,000 rpm



Моторна система TCM 3000 BL в поєднанні з Дерматомами може використовуватись для пересадки шкіри.
HighSurg 30 є більш універсальним та багатофункційним приладом



Ref. 1983
Дерматом 100 мм



Механізм регулювання забезпечує високу точність та безпеку



Змінні леза
Змінні леза є доступні в упаковці по 10 шт.



Зменшуюча основа для Дерматомата з 75 мм ширини. Розмір зрізання 50/25 мм.
Зменшуюча основа для Дерматомата з 100 мм ширини. Розмір зрізання 75/50 мм

Мешер (система розширення шкірного клаптя)

Ділянки шкіри, що попередньо були зрізані Дерматомом, добре перфориуються за допомогою Мешера разом з Mesh панеллю. Шкіра може розтягнутись, як сітка. Розтягування клаптів шкіри дозволяє зменшити кількість шкіри, що пересаджується

Ref. 1986
Mesher



Mesh-boards
(несучі пластинки для трансплантації шкіри)

STERILE



Ref.	Коефіцієнт розширення	Блок /PU
1981	1.5 : 1	20
1982	3.0 : 1	20
2105	6.0 : 1	20
2106	9.0 : 1	20



Ref. 4128
Стерильний бокс для стерилізації Mesher (465 x 280 x 150 мм)



Ref. 4126
Силіконовий килимок для інструментарію (450 x 270 мм)



Перемістіть в верхнє положення притиску планку після перфорації шкірного клаптя (blade roll)

Наконечник для татуювання, для реконструктивної хірургії



Ref. 5020

Наконечник для татуювання, для реконструктивної хірургії

Сучасна естетична реконструктивна хірургія вимагала розробки інструмента для татуювання, що відповідає сучасним вимогам лікарів, тому Nouvag розробив даний наконечник, який відповідає складним правилам гігієни для реконструктивної хірургії.

Максимальна глибина проникнення 2 мм може регулюватися з кроком 0,2 мм, використовуючи дистанційну втулку. Поглинання барвника індукуюється капілярною дією з рекомендованою швидкістю мотору від 9 000 до 12 000 об/хв, що відповідає швидкості руху 50-67 рух/сек.

Насадки (аксесуари)

	1 Голка	3 Голки
Ref. 5021	5024	5025
STERILE Ref.	5021S	5024S

	7 Голок	10 Голок	12 Голок
Ref. 5022	5026	5027	5028
STERILE Ref.	5026S	5027S	5028S

Інструменти для інфільтрації

Канюлі для інфільтрації  

Ø Cannula	Довжина	Ref.
3.0 мм	250 мм	4350



Голка для інфільтрації 

Ø Голки	Довжина	Ref.
0.9 мм	70 мм	4561
1.0 мм	120 мм	4562

Упаковка зі 100 стерильними штуками



Ref. 4398  
Luer Lock Adapter для
з'єднання інфільтраційних
канюль і наборів труб
з фіксатором **Luer Lock**




Набір трубок
з фіксатором Luer Lock



Інфільтраційна голка


Набір трубок
з фіксатором Luer Lock



Luer Lock адаптер



Інфільтраційний канюль


Набір трубок
з фіксатором Luer Lock



З'єднання Luer Lock

З'єднання Luer Lock



Інфільтраційний канюль
зі з'єднувачем Luer Lock
(не постачається Nouvag)

Роз'єм ручки канюлі

Набір інфільтратних
трубок



Інфільтратна ручка

Інфільтратний
канюль



 
Ручка канюлі надходить зі
з'єднувачем luer lock на оби-
двох кінцях, для прикріплення
інфільтраційної трубки на
задньому кінці та для кріплен-
ня інфільтраційної канюлі на
передньому кінці

Всмоктуюча трубка



Ліпосакційна ручка

Ліпосакційний канюль

Всмоктуюча трубка



Ліпосакційна ручка
з вентиляцією, Ref. 4391

Ліпосакційний канюль

 
Канюлі додаються до роз'єму
ручки без вентиляційного
отвору, 4390, чи 4391 з венти-
ляційним отвором

Ліпосайкційні Канюлі



Прямі канюлі для абдомінальної хірургії

Ø Cannula	Довжина	Отвори	Ø отворів	Ref.
1.5 mm	150 mm	1	oval	4361
2.0 mm	150 mm	1	oval	4364
2.0 mm	150 mm	18	1.0 mm	4373
3.0 mm	150 mm	18	1.5 mm	4374
3.0 mm	200 mm	22	1.5 mm	4378
3.0 mm	300 mm	30	1.5 mm	4387
4.0 mm	200 mm	22	2.0 mm	4379
4.0 mm	300 mm	30	1.5 mm	4388

Кутові канюлі для стегнової ліпосакції

Ø Cannula	Довжина	Отвори	Ø отворів	Ref.
3.0 mm	200 mm	22	1.5 mm	4381

Зігнуті канюлі для стегнової ліпосакції

Ø Cannula	Довжина	Отвори	Ø отворів	Ref.
3.0 mm	200 mm	22	1.5 mm	4362
3.0 mm	300 mm	30	1.5 mm	4365
4.0 mm	200 mm	22	1.5 mm	4368
4.0 mm	300 mm	30	1.5 mm	4372

Mercedes

Ø Cannula	Довжина	Ref.
3.0 mm	150 mm	4487
3.0 mm	250 mm	4488
4.0 mm	150 mm	4489
4.0 mm	250 mm	4490

Ø Cannula	Довжина	Ref.
3.0 mm	200 mm	4480
3.0 mm	300 mm	4481
4.0 mm	300 mm	4482
5.0 mm	300 mm	4483
6.0 mm	300 mm	4484

Toledo

Ø Cannula	Довжина	Ref.
2.0 mm	50 mm	4595
3.0 mm	150 mm	4596
4.0 mm	250 mm	4597
5.0 mm	300 mm	4598

Ø Cannula	Довжина	Ref.
2.0 mm	150 mm	4364
3.0 mm	200 mm	4485
3.0 mm	300 mm	4486

Акcesуари



Ref. 4113
Стерильний бокс (465 x 280 x 100 мм)
Для стерилізації та зберігання предметів, що стерилізуються



Ref. 4126
Нековзаючий, силіконовий килимок (450 x 270 мм)

Ref. 1898

SANICAR являє собою мобільну стійку для переміщення, або розміщення максимум 3 приладів. Він складається з трьох полиць, можлива доукомплектація додатковим штативом для ємності з розчином і 3-ма виходами для розеток та головним вимикачем, що підсвічується. Чотири ємності можуть бути адаптовані до верхнього лотка або до деяких додаткових акcesуарів. SANICAR поставляється з антистатичними роликами, два з яких при потребі фіксуються





Nouvag AG · Postfach 180 · St.Gallerstr. 23–25 · CH-9403 Goldach
Phone +41 (0)71 846 66 00 · Fax +41 (0)71 846 66 70
info@nouvag.com · www.nouvag.com

Nouvag GmbH · Schulthaißstr. 15 · D-78462 Konstanz
Phone +49 (0)7531 1290-0 · Fax +49 (0)7531 1290-12
info-de@nouvag.com · www.nouvag.com

Nouvag USA Inc. · 18058 Albyn Court · CA-93532 Lake Hughes · USA
Phone +1 661 724 0217 · Fax +1 661 724 1590
Toll free number (800) 673 7427
paul@nouvagusa.com · www.nouvag.com



Ексклюзивний представник компанії Nouvag в Україні:

ТзОВ "Прем'єр-Дентал"

вул. Варшавська, 69 "Б"

79020, Львів, Україна

tel: +38 032 259 04 44

+38 032 297 63 65

premier@dental.net.ua

www.premier-dental.com.ua