



DS Core®

Сприяє зростанню вашого бізнесу за допомогою інтеграції і ефективності

- ✓ Покращення комунікації з пацієнтами
- ✓ Розширюйте пропозицію послуг новими процедурами
- ✓ Централізація співпраці з партнерами
- ✓ Підключення обладнання для ефективних робочих процесів
- ✓ Консолідуєте медіафайли пацієнтів та файли лікування для ефективного доступу





Діагностика

Планування

Виготовлення

DSCore Широкий спектр можливостей

Очікується
у 2025

Лікувальний простір

Керуйте всіма файлами та робочими процесами, пов'язаними з лікуванням

SureSmile® Simulator

Демонструє результат SureSmile® aligner treatment

CEREC з'єднаний з DS Core

Ініціюйте процес проектування CEREC та безперешкодно передачу даних¹

Виробництво

Керуйте всіма виробничими завданнями в одному місці²

Замовлення

Керуйте всіма лабораторними та сервісними замовленнями в одному місці

Online Media Library & Sharing

Store and view patient media in one place, collaborate from anywhere

Canvas

Покращує комунікацію та взаємодію з пацієнтами

DS Equipment Management

Manage DS Core Powered and Connected equipment³

Огляд підписки

Основні характеристики

Онлайн медіа бібліотека

Обмін даними

Canvas

DS Equipment management with

Автоматичне завантаження

інтраоральних сканів⁶

Сканування напрямку в хмару з

Primescan 2

Автоматичне завантаження

нових та інших рентгензнімків⁶

Підтримка роботи обладнання

інших виробників

Завантаження сканів

напрямку з 3Shape Trios⁷

Завантаження медіафайлів вручну

Планування

Treatment Space

SureSmile® Симулятор

CEREC з'єднання з DS Core⁸

Виробництво

Замовлення

Виготовлення⁹

EUR/місяць

Light

Для невеликих стоматологічних кабінетів з передбачуваним використанням до 90 DI-сканів та рентгенівських знімків на місяць.⁴

1 TB

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

Standard

Для середніх стоматологічних практик з передбачуваним використанням до 270 DI-сканів та рентгенівських знімків на місяць.⁴

6 TB

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

Advanced

Для великих стоматологічних практик з передбачуваним використанням до 570 DI-сканів та рентгенівських знімків на місяць.⁴

15 TB

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

Access

Для практик, які хочуть лише надсилати замовлення до лабораторій.⁴

заміна Connect Case Center

Тимчасове зберігання до 30 днів⁵

×

×

✓

×

Завантаження нових рентген знімків

×

×

✓

×

✓

×

×

×

✓

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

19,95 €

Trial option available¹⁰

99,95 €

229,95 €

Безкоштовно

→ Sign up on DSCore.com

¹ CEREC 5.3.1 license required; ² inLab CAM connected to DS Core required. ³ See "Dentsply Sirona Technology Solutions" section for an overview of "Powered by DS Core" and "Connected with DS Core" Equipment. ⁴ DS Core subscriptions support an unlimited number of users, however usage must align with the outlined recommendations from the order forms of DS Core per tier. ⁵ DS Core Access only provides temporary file storage. Uploaded files will be deleted after 7 days, if not used within an order. All files included in an order will be deleted 30 days once order is completed. ⁶ Automatic upload works with Connect/CEREC SW 5.2.3 or higher and Sidexis 4 V4.3.1 or higher. Use Connect 5.2.8, CEREC 5.3.1 and Sidexis 4 V4.4, for best performance and upload possibilities. ⁷ Seamless upload of IO scans from 3Shape Trios 3,4,5 scanners using 3shape Unite. ⁸ Works with CEREC 5.3.1 and higher. ⁹ Requires inLab CAM SW Connected with DS Core. ¹⁰ You can try all the features of DS Core Light for 3 months prior subscribing. You can terminate your DS Core Light subscription at any time during the first 3 months prior to your first payment being due. You will be asked to provide important feedback about your reasons for cancelling your subscription.