



INTEGO.

КАЧЕСТВО, НА КОТОРОЕ
МОЖНО ПОЛОЖИТСЯ

PREMIER-DENTAL.COM.UA

SIRONA.KIEV.UA



 ПРЕМ'ЕР ДЕНТАЛ
dental materials, instruments and equipment

The Dental Company

 sirona.

ПОРТФОЛІО СТОМАТОЛОГИЧЕСКИХ УСТАНОВОК



SIRONA.COM

INTEGO

Название **INTEGO** - производное от латинского слова „integere“, - целый, окончательный, завершённый, означает **интеграцию, целостность, и надёжность.**

INTEGO

- Ассоциируется с развитием, прогрессом и функциональностью
- Подразумевает легкую интеграцию дополнительных опций и функций
- Выражает характер и стиль, и продолжает концепцию установок TENEО и SINIUS

GENERAL

CONCEPTS

ERGONOMY

EASY OF USE

WORKFLOW

PRICING

MARKETINGTOOLS

COMPETITORS

The Dental Company

sirona.

INTEGO: ОТВЕТ НА ВСЕ ТРЕБОВАНИЯ СТОМАТОЛОГА

ДВА ВИДА ПОДАЧИ
ИНСТРУМЕНТОВ

ИНДИВИДУАЛЬНАЯ
КОНФИГУРАЦИЯ

ДВЕ ВЕРСИИ
УСТАНОВОК



GENERAL

CONCEPTS

ERGONOMY

EASY OF USE

WORKFLOW

PRICING

MARKETINGTOOLS

COMPETITORS

The Dental Company

sirona.

ВАШИ ПРЕИМУЩЕСТВА С ПЕРВОГО ВЗГЛЯДА

ЭРГОНОМИЧНЫЙ ДИЗАЙН

Интуитивное управление и оптимизированный и интегрированный рабочий процесс




КАЧЕСТВО „MADE IN GERMANY“

Постоянная проверка качества, использование высококачественных материалов и выдерживающий проверку временем дизайн.



ОТЛИЧНОЕ СООТНОШЕНИЕ ЦЕНЫ И КАЧЕСТВА

Отличное оборудование и новаторские технологии по доступной цене, многообразная индивидуальная конфигурация и отличное соотношение цены и качества



ВЫБОР МЕЖДУ ДВУМЯ ВИДАМИ ПОДАЧИ ИНСТРУМЕНТОВ



С ВЕРХНЕЙ ПОДАЧЕЙ
CS – THE CONTINENTAL STYLE

С НИЖНЕЙ ПОДАЧЕЙ
TS – THE TRADITIONAL STYLE

- GENERAL
- CONCEPTS
- ERGONOMY
- EASY OF USE
- WORKFLOW
- PRICING
- MARKETING TOOLS
- COMPETITORS

The Dental Company



CS. THE CONTINENTAL STYLE



С ВЕРХНЕЙ ПОДАЧЕЙ

- Оптимальное положение модуля врача в каком бы положении Вы не работали
- Расстояние между модулем врача и наконечником до 90 см
- Высота модуля легко фиксируется пневматическим тормозом

GENERAL

CONCEPTS

ERGONOMY

EASY OF USE

WORKFLOW

PRICING

MARKETINGTOOLS

COMPETITORS

The Dental Company

sirona.

CS. С ВЕРХНЕЙ ПОДАЧЕЙ ИНСТРУМЕНТОВ

- ЛЕГКОЕ И ОПТИМАЛЬНОЕ ПОЗИЦИОНИРОВАНИЕ



- МАКСИМАЛЬНАЯ ДОСТУПНОСТЬ И ПРЕКРАСНАЯ СБАЛАНСИРОВАННОСТЬ



- ПРАКТИЧНЫЙ, ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ СТОЛИК НА МОДУЛЕ ВРАЧА



TS. THE TRADITIONAL STYLE



С НИЖНЕЙ ПОДАЧЕЙ

- Высота модуля врача может быть установлена и зафиксирована пневматическим тормозом
- Эргономичное дизайн с гибким позиционированием модуля врача и дополнительного поддона
- Достаточно свободного места для размещения дополнительных приборов на модуле врача и поддоне

GENERAL

CONCEPTS

ERGONOMY

EASY OF USE

WORKFLOW

PRICING

MARKETINGTOOLS

COMPETITORS

The Dental Company

sirona.

TS. С НИЖНЕЙ ПОДАЧЕЙ ИНСТРУМЕНТОВ

- ЛЕГКОЕ И ОПТИМАЛЬНОЕ ПОЗИЦИОНИРОВАНИЕ



- ИННОВАЦИОННЫЙ ДЕРЖАТЕЛЬ ПОДДОНА



- МНОГО СВОБОДНОГО МЕСТА НА МОДУЛЕ ВРАЧА



ГИГИЕНА ОЗНАЧАЕТ БЕЗОПАСНОСТЬ. ДВА ГИДРОБЛОКА

ГИДРОБЛОК ВИДА „КОМПАКТ“



ГИДРОБЛОК ВИДА „КОМФОРТ“



GENERAL

CONCEPTS

ERGONOMY

EASY OF USE

WORKFLOW

PRICING

MARKETING TOOLS

COMPETITORS

The Dental Company

sirona.

SIRONA.COM

КОНЦЕПЦИЯ ГИГИЕНЫ „КОМПАКТ“

ГИДРОБЛОК ВИДА „КОМПАКТ“

- Возможность использования бутылки для чистой воды
- Промывка и ручная дезинфекция, плюс функция санации
- Автоматическая очистка аспирационных шлангов



GENERAL

CONCEPTS

ERGONOMY

EASY OF USE

WORKFLOW

PRICING

MARKETING TOOLS

COMPETITORS

The Dental Company

sirona.

SIRONA.COM

КОНЦЕПЦИЯ ГИГИЕНЫ „КОМФОРТ“

ГИДРОБЛОК ВИДА „КОМФОРТ“

- Интегрированная автоматическая система дезинфекции
- Встроенные насадки для санитарной обработки
- Автоматическая промывка и функция санации
- Автоматическая очистка аспирационных шлангов водой или с использованием химических веществ



GENERAL

CONCEPTS

ERGONOMY

EASY OF USE

WORKFLOW

PRICING

MARKETING TOOLS

COMPETITORS

The Dental Company

sirona.

КОНЦЕПЦИЯ ГИГИЕНЫ: БЕЗОПАСНОСТЬ И ЭФФЕКТИВНОСТЬ

- ГЛАДКИЕ, ЛЕГКО ОЧИЩАЕМЫЕ ПОВЕРХНОСТИ
- СЪЕМНЫЕ КОМПОНЕНТЫ
- ВСТРОЕННЫЕ АДАПТЕРЫ ДЛЯ САНАЦИИ
- ВСТРОЕННАЯ СИСТЕМА ДЕЗИНФЕКЦИИ (ТОЛЬКО ДЛЯ ГИДРОБЛОКА ВИДА „КОМФОРТ“)



SIRONA.COM

ДВА ВИДА МОДУЛЯ АССИСТЕНТА

○ МОДУЛЬ АССИСТЕНТА
ВИДА „КОМПАКТ“

○ МОДУЛЬ АССИСТЕНТА
ВИДА „КОМФОРТ“



GENERAL

CONCEPTS

ERGONOMY

EASY OF USE

WORKFLOW

PRICING

MARKETING TOOLS

COMPETITORS

The Dental Company

sirona.

ЭРГОНОМИКА И КОМПАКТНОСТЬ

ОПТИМАЛЬНЫЙ
ДОСТУП

УДОБНОЕ
ПОЛОЖЕНИЕ В
РАБОТЕ

ЭРГОНОМИЧНЫЙ
РАБОЧИЙ ПРОЦЕСС

ЭРГОНОМИЧНЫЙ
ДИЗАЙН



ОБЗОР

КОНЦЕПТЫ

ЭРГОНОМИКА

ИНТУИТИВНОСТЬ

ПРОЦЕСС

ЦЕНЫ

MARKETINGTOOLS

СРАВНЕНИЕ

The Dental Company

sirona.

ЭРГОНОМИКА – ЗАЛОГ ОТЛИЧНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ



ОПТИМАЛЬНЫЙ ОБЗОР

УДОБНОЕ
ПОЛОЖЕНИЕ ВРАЧА

ЧЕТКИЙ РАБОЧИЙ ПРОЦЕСС

УДОБНОЕ РАЗМЕЩЕНИЕ
ПАЦИЕНТА



GENERAL

CONCEPTS

ERGONOMY

EASY OF USE

WORKFLOW

PRICING

MARKETING TOOLS

COMPETITORS

The Dental Company

sirona.

ЭРГОНОМИКА – ЗАЛОГ ОТЛИЧНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ



1 удобное положение врача

- Больше свободы движений
- Оптимизированный доступ инструментов
- Удобные рабочие стулья

3 оптимальный обзор

- Идеальное освещение зоны препарирования
- Регулируемые подголовники
- Высококачественные интраоральные снимки

2 удобное размещение пациента

- Оптимальная регулировка кресла пациента
- Идеальная поддержка для позвоночника
- Комфорт пациента на высоком уровне

4 интегрированный рабочий процесс

- Интуитивное управление
- Интегрированные функции
- Современное оборудование



GENERAL

CONCEPTS

ERGONOMY

EASY OF USE

WORKFLOW

PRICING

MARKETING TOOLS

COMPETITORS

SIRONA.COM

КОМФОРТ ПАЦИЕНТА НА ВЫСОКОМ УРОВНЕ

ДВУХШАРНИРНЫЙ
ПОДГОЛОВНИК

ПРЕМИУМ ОБИВКА

ЭРГОНОМИЧЕСКОЕ
ДВИЖЕНИЕ СПИНКИ

ПОДЛОКОТНИКИ

ВЫДВИЖНАЯ
НОЖНАЯ ЧАСТЬ

GENERAL

CONCEPTS

ERGONOMY

EASY OF USE

WORKFLOW

PRICING

MARKETING TOOLS

COMPETITORS

The Dental Company

sirona.

КОМФОРТ ПАЦИЕНТА

ЭРГОНОМИЧЕСКОЕ ДВИЖЕНИЕ СПИНКИ



- Наклон спинки кресла соответствует движению спины пациента, предотвращая нежелательные эффекты растяжения и стягивания на позвоночник

ПРЕМИУМ ОБИВКА



- Обивка премиум, уже опробованная на установках SINIUS/TENEO
- Гладкие и легко очищаемые поверхности
- Изящный дизайн

ВАРЬИРУЕМАЯ ДЛИНА СИДЕНИЯ



- Легкое удлинение ножной части кресла
- Для удобного лечения высоких пациентов
- Стойкие, легко очищаемые материалы

ПОДЛОКОТНИКИ



- Опциональны
- Удобные и комфортные
- Правый подлокотник откидывается для обеспечения удобной посадки пациента
- Прекрасно дополняют дизайн кресла

GENERAL

CONCEPTS

ERGONOMY

EASY OF USE

WORKFLOW

PRICING

MARKETINGTOOLS

COMPETITORS

КАЧЕСТВО „MADE IN GERMANY“

Высокие стандарты

Компания Sirona - лидер в области стоматологии с 130 летним стажем в сфере разработки инновационных технологий. Более чем 290 инженеров и ученых постоянно совершенствуют качество выпускаемого оборудования и способствуют установлению совершенно новых стандартов в стоматологии.



SIRONA,
BENSHEIM,
GERMANY



GENERAL

CONCEPTS

ERGONOMY

EASY OF USE

WORKFLOW

PRICING

MARKETINGTOOLS

COMPETITORS

The Dental Company

sirona.

SIRONA.COM

22

КАЧЕСТВО НА ВЫСОКОМ УРОВНЕ



НАДЕЖНОСТЬ И ДОЛГОВЕЧНОСТЬ

тестирование качества
и долговечные материалы делают
INTEGO заслуживающей доверия
установкой и гарантируют возможность
лечения на высоком уровне

ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО

INTEGO немедленно привлечет
Ваш взгляд
Материалы:
– прочный и легкий пластик
корпуса,

– стабильные стальные и
алюминиевые несущие
конструкции
– высокопрочная обивка

Все соответствует требованиям к
оборудованию класса премиум.

GENERAL

CONCEPTS

ERGONOMY

EASY OF USE

WORKFLOW

PRICING

MARKETINGTOOLS

COMPETITORS

The Dental Company

sirona.

ИНТУИТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ – ПРОСТОЕ И БЫСТРОЕ

ИНТЕРФЕЙС ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ EasyPad



ИНТЕРФЕЙС ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ EasyTouch



ИНТУИТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ – ПРОСТОЕ И БЫСТРОЕ



EASYPAD

- Простое и интуитивное пользование
- Пятиразрядный дисплей
- Индикаторы LED
- Профили для 2 пользователей
- 3 кнопки для индивидуальных настроек, например скорости и крутящего момента

ИНТУИТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ – ПРОСТОЕ И БЫСТРОЕ

EASYTOUCH

- Современная сенсорная технология
- Цветной экран размером 4,3"
- Интуитивное управление
- Профили для 4 пользователей
- Фиксированные функциональные кнопки
- Дисплей апекслокатора (только для EasyTouch)
- Пропуск в будущее



pro



Апекслокатор

Визуализация апекслокатора позволяет проводить постоянный контроль положения файла в корневом канале

КОМФОРТ & ОПТИМАЛЬНЫЙ ОБЗОР: ПОДГОЛОВНИКИ

ПЛОСКИЙ
ПОДГОЛОВНИК

ДВУХШАРНИРНЫЙ ПОДГОЛОВНИК

GENERAL

CONCEPTS

ERGONOMY

EASY OF USE

WORKFLOW

PRICING


MARKETINGTOOLS

COMPETITORS

The Dental Company

sirona.

КОМФОРТ СТОМАТОЛОГА: ПЕДАЛИ НОЖНОГО УПРАВЛЕНИЯ



GENERAL

CONCEPTS

ERGONOMY

EASY OF USE

WORKFLOW

PRICING

MARKETING TOOLS

COMPETITORS

The Dental Company

sirona.

ОПЕРАЦИОННЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ: LEDVIEW/LEDLIGHT

LEDview

LEDlight



GENERAL

CONCEPTS

ERGONOMY

EASY OF USE

WORKFLOW

PRICING

MARKETING TOOLS

COMPETITORS

The Dental Company

sirona.

LEDVIEW. НАИЛУЧШАЯ ОСВЕЩЕННОСТЬ ЗОНЫ ПРЕПАРИРОВАНИЯ

LEDview

- Оптимальное освещение области лечения
- Высокая четкость благодаря равно распределенному освещению, близкому к натуральному свету
- Оптимальное позиционирование благодаря трехшарнирному кронштейну
- Высококачественный дизайн
- Не слепит пациента за счет четкой границы зоны освещения
- Снабжен бесконтактным сенсором



GENERAL

CONCEPTS

ERGONOMY

EASY OF USE

WORKFLOW

PRICING

MARKETING TOOLS

COMPETITORS

The Dental Company

sirona.

LEDLIGHT. ВСЕГДА ОПТИМАЛЬНАЯ ОСВЕЩЕННОСТЬ

LEDlight

- Оптимальное освещение области лечения
- Высокая четкость благодаря ровно распределенному освещению, близкому к натуральному свету
- Снабжен бесконтактным сенсором



GENERAL

CONCEPTS

ERGONOMY

EASY OF USE

WORKFLOW

PRICING

MARKETINGTOOLS

COMPETITORS

The Dental Company

sirona.

КОМФОРТ СТОМАТОЛОГА

ПЛОСКИЙ ПОДГОЛОВНИК



- Съемная подушка на магнитной фиксации
- Быстрая смена позиционирования при лечении верхней или нижней челюсти

ДВУХШАРНИРНЫЙ ПОДГОЛОВНИК



- Быстрая настройка при необходимости смены позиционирования
- Удобна при лечении детей или пациентов в инвалидном кресле
- Стабильная металлическая конструкция

ПНЕВМАТИЧЕСКАЯ ПЕДАЛЬ



- Управление инструментами, спреем и chip blow

ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ПЕДАЛЬ



- Управление инструментами, спреем и chip blow
- Дополнительный контроль скорости, крутящего момента и позиций кресла

LEDVIEW



- Интенсивность регулируется от 8.000 до 27.000 Люкс
- Цветовая температура близка к естественному свету, от 5.700 до 6.900 К

LEDLIGHT



- Интенсивность регулируется от 5.000 до 25.000 Люкс
- Цветовая температура от 5.200 до 5.400 К

EASYPAD



- EasyPad с пятиразрядным цифровым экраном, LED индикаторами и кнопками для индивидуальных настроек

EASYTOUCH



- EasyTouch (4.3"), профили для 4 пользователей, 4 постоянные кнопки
- Апекслокатор (только для интерфейса EasyTouch)

GENERAL

CONCEPTS

ERGONOMY

EASY OF USE

WORKFLOW

PRICING

MARKETING TOOLS

COMPETITORS

The Dental Company

sirona


SIRONA.COM

КОММУНІКАЦІЯ С ПАЦІЄНТОМ

Монитор 22" дюйма

SIROCAM F
SIROCAM AF

НЕГАТОСКОП



GENERAL

CONCEPTS

ERGONOMY

EASY OF USE

WORKFLOW

PRICING

MARKETING TOOLS

COMPETITORS


The Dental Company

sirona.

ВСЕГДА АКТУАЛЬНЫЙ ДИЗАЙН : СОЗДАН ДЛЯ БУДУЩЕГО


ВСТРОЕННЫЙ USB ПОРТ

Возможность на модуле врача или модуле ассистента подсоединить внешний медицинский прибор



СЛОТ ДЛЯ SD-КАРТЫ / ETHERNET ИНТЕРФЕЙС

Подключение к компьютерной сети клиники, обновление программного обеспечения и считывание кодов ошибок



GENERAL

CONCEPTS

ERGONOMY

EASY OF USE

WORKFLOW

PRICING

MARKETINGTOOLS

COMPETITORS

The Dental Company

sirona.


КОММУНІКАЦІЯ І ПРИБОРЫ

SIROCAM F



- FixFocus (F) установлен
- Рабочая зона 5-20 мм
- Подсоединения через USB или ODU порт

SIROCAM AF



- Активирование автофокуса (AF) нажатием кнопки или с помощью педали
- Рабочая зона 2-130 мм
- Подсоединения через USB или ODU порт

МОНИТОР 22" ДЮЙМА



Для коммуникации с пациентом, показа рентгеновских снимков, обсуждения клинической ситуации, показа видео и PowerPoint презентаций

- Full-HD-технология
- Монитор размера 22" дюймов
- Разрешение 16:9
- Встроенные колонки звука
- Разъемы: HDMI, USB 2.0 и Ethernet на 100 Мбит

USB ПОРТ



Для возможности использования камеры необходим заказ S vision ready

СОЗДАН ДЛЯ БУДУЩЕГО

- USB-интерфейс для подключения внешних медицинских приборов
- ODU-интерфейс для подключения камеры
- 5Вольт / 15Ватт для SIROCAM F/AF
- Позиционирование на модуле врача или на модуле ассистента
- Слот SD-карты для обновления программного обеспечения, считывания кодов ошибок and определения и изменения IP-адреса (подключение в компьютерную сеть)

НЕГАТОСКОП



Негатоскоп, идентичен для TS / CS. Позволяет всегда держать снимки в поле зрения, идеален для консультаций у кресла пациента.

- Формат Bitewing (мин. 57 x 78 мм)
- Гомогенное освещение
- мин. 2000 CD/см²
- Крепеж на модуле врача
- Интегрированный выключатель
- Интегрированный держатель для пленки

ИНСТРУМЕНТЫ И ПРИБОРЫ

SPRAYVIT E

Оптимальный обзор за счет подсветки LED

T2 ТУРБИНЫ

SIROSONIC L СКЕЙЛЕР

T2 LINE

Прямые и угловые наконечники

SIROCAM F ИЛИ AF

Детальная интраоральная съемка

GENERAL

CONCEPTS

ERGONOMY

EASY OF USE

WORKFLOW

PRICING

MARKETING TOOLS

COMPETITORS

The Dental Company

sirona.

ИНСТРУМЕНТЫ И ПРИБОРЫ

РАСПОЛОЖЕНИЕ ИНСТРУМЕНТОВ	1	2	3	4	5	6 ONLY TS
SPRAYVIT E С ПОДСВЕТКОЙ (мультифункциональный пюстер)	■					
BL ISO E МИКРОМОТОР		■	■	■		
ТУРБИННЫЙ ШЛАНГ		■	■	■		
SIROSONIC L СКЕЙЛЕР (ультразвуковой)				■	■	
SATELEC MINI LED (ТОЛЬКО НА ВЕРСИИ PRO)					■	
SIROCAM F/AF					■	■

МАКСИМАЛЬНАЯ КОНФИГУРАЦИЯ

- 3 привода бора, максимально 2 (INTEGO pro) или 1 (INTEGO) микромотора, 1 скейлер, 1 полимеризационная лампа (только на INTEGO pro)
- 1 камера SIROCAM F / AF



GENERAL

CONCEPTS

ERGONOMY

EASY OF USE

WORKFLOW

PRICING

MARKETING TOOLS

COMPETITORS

The Dental Company

sirona.

ИНТЕГРИРОВАННЫЙ РАБОЧИЙ ПРОЦЕСС. ФУНКЦИЯ ЭНДОДОНТИИ

BL ISO E МИКРОМОТОР

- Оособо легкий и компактный
- Идеальные параметры для эндодонтии
- Скоростной диапазон от 1.200 до 40.000 об./мин.
- Максимальный крутящий момент 3,0 Нсм



усовершенствованная
функциональность



pro

ИНСТРУМЕНТЫ

SPRAYVIT E ПУСТЕР



- 3-канальный: подача воздуха, воды, спрея
- С подсветкой LED на 5 Вольт
- Без нагрева
- Кнопка для воды как справа так и слева
- На модуле врача или ассистента

3-КАНАЛЬНЫЙ ПУСТЕР



- 3-канальный: подача воздуха, воды, спрея
- Без подсветки LED
- Без нагрева
- Кнопка для воды только слева
- **Не доступен для „INTEGO pro“**

BL ISO E МИКРОМОТОР



- Бесщёточный мотор с подсветкой LED
- Скорость вращения в диапазоне 1.200-40.000 об./мин., максимальный крутящий момент 3,0 Нсм
- Стерилизуем
- Применим для эндодонтического лечения

ENDO 6:1



- Угловой наконечник для обработки корневых каналов
- С уменьшенным диаметром головки
- ISO-интерфейс

SATELEC MINI LED



- Acteon (Satelec) mini LED standard с подводкой и блоком питания на модуле врача
- Режимы работы: стандартный, импульсный, плавный старт
- На модуле врача и модуле ассистента

SIROSONIC L



- Ультразвуковой скейлер с подсветкой LED
- Наконечник и насадки стерилизуемы
- Контролируемая осцилляция
- Регулировка подачи воды
- Контроль мощности
- Режимы работы: Scaling и Endo
- С подводкой питания

T2/T3 LINE



- Универсальный ISO-интерфейс
- Эргономичный титановый корпус
- ISO slider для моторов с подсветкой и без
- T3 LINE – без подсветки

T2/T3 ТУРБИНЫ



- Корпус с титановым покрытием
- Керамические подшипники
- Адаптеры для Sirona, KaVo, W&H, NSK
- T3 турбина – без подсветки

GENERAL

CONCEPTS

ERGONOMY

EASY OF USE

WORKFLOW

PRICING

MARKETING TOOLS

COMPETITORS

SIRONA.COM

РАБОЧИЕ СТУЛЬЯ. ИНТУИТИВНАЯ ПОСАДКА

CARL



HUGO



PAUL



GENERAL

CONCEPTS

ERGONOMY

EASY OF USE

WORKFLOW

PRICING

MARKETINGTOOLS

COMPETITORS

The Dental Company

sirona.

ШИРОКИЙ СПЕКТР ЦВЕТОВ ОБИВКИ



Карбон



Баклажан



Платина



Тихий Океан

СЕРИЯ ELEGANT



Базальт



Мокка



Вишня



Мрамор

СЕРИЯ NATURAL



Сапфир



Весна



Орхидея



Лагуна

СЕРИЯ VITAL



GENERAL

CONCEPTS

ERGONOMY

EASY OF USE

WORKFLOW

PRICING

MARKETING TOOLS

COMPETITORS

SIRONA.COM

ПРОСТОТА В ОБСЛУЖИВАНИИ. СЕРВИС

○ УПРОЩЕННОЕ ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

○ ИНСТАЛЛЯЦИЯ ЗА 2.5 ЧАСА

○ ПРОДУМАННЫЙ ДИЗАЙН



GENERAL

CONCEPTS

ERGONOMY

EASY OF USE

WORKFLOW

PRICING

MARKETINGTOOLS

COMPETITORS

The Dental Company

sirona.

ИНДИВИДУАЛИЗАЦИЯ



Рабочий стул HUGO



Рабочий стул CARL



Рабочий стул PAUL




Поднос для модуля врача CS



Поднос для модуля врача TS



3-канальный пюстер



Полимеризационная лампа Satelec Mini LED



Негатоскоп



Дополнительное гнездо для камеры (для TS модуля)



Панель управления на модуле ассистента „Комфорт“



Ножная педаль C+



Джойстик перекрестного действия



Разъемы для подключения настольных приборов



Крепление Heliodent на установке



Монитор 22" дюйма



INTEGO без плевательницы



LEDlight



LEDview



SIROCAM AF



SIROCAM F



Подлокотник, правый или левый

GENERAL

CONCEPTS

ERGONOMY

EASY OF USE

WORKFLOW

PRICING

MARKETING TOOLS

COMPETITORS

The Dental Company

sirona.

ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ОПЦИИ. **ВЫСОЧАЙШАЯ ГИБКОСТЬ**

INTEGO/INTEGO pro без плевательницы

- Удалите плевательницу при конфигурации гидроблока
- Отвечает всем гигиеническим требованиям
- Тип гидроблока доступен как опция при заказе (через онлайн конфигуратор)



ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ОПЦИИ. **ВЫСОЧАЙШАЯ ГИБКОСТЬ**



ИНТЕГРАЦИЯ HELIODENT НА УСТАНОВКУ

- Крепление Heliodent Plus непосредственно на установку
- Более удобная работа при интраоральной съемке
- Отличное взаимодействие установок

GENERAL

CONCEPTS

ERGONOMY

EASY OF USE

WORKFLOW

PRICING

MARKETINGTOOLS

COMPETITORS

The Dental Company

sirona.

ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ОПЦИИ. ВЫСОЧАЙШАЯ ГИБКОСТЬ


Полимеризационная лампа

- Возможно поставить Satelec mini LED на модуль врача
- Расположение в 5 гнездо

РАСПОЛОЖЕНИЕ ИНСТРУМЕНТОВ

1 2 3 4 5

SATELEC MINI LED (ТОЛЬКО ДЛЯ INTEGO pro)



- Доступна только для INTEGO pro

pro



ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ОПЦИИ. **ВЫСОЧАЙШАЯ ГИБКОСТЬ**

Пакет Sivision

- Выбор между 2 камерами (SIROCAM F или SIROCAM AF)
- Держатель для монитора на стойке светильника: возможен заказ с монитором и без (Возможность подсоединить монитор другой фирмы)



ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ОПЦИИ. **ВЫСОЧАЙШАЯ ГИБКОСТЬ**

Второй пылесос

- Максимальная гибкость модуля ассистента
- Второй пылесос доступен на модуле ассистента



GENERAL

CONCEPTS

ERGONOMY

EASY OF USE

WORKFLOW

PRICING

MARKETING TOOLS

COMPETITORS

The Dental Company

sirona.

SIRONA.COM

ЦЕНОВЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ



GENERAL

CONCEPTS

ERGONOMY

EASY OF USE

WORKFLOW

PRICING


MARKETINGTOOLS

COMPETITORS

The Dental Company

sirona.

ПАКЕТЫ: ПРОСТОТА И УДОБСТВО КОНФИГУРАЦИИ



Виды подачи инструментов

INTEGO TS
с нижней подачей инструментов


INTEGO CS
с верхней подачей инструментов

Пользовательские пакеты

START

ADVANCE

INNOVATION



INTEGO
Базовая
комплектация

например

- Подлокотники
- Контроль крутящего момента
- Нагрев воды

Индивидуальные опции

SIVISION ready

SIVISION Start

Без монитора

SIVISION Start

С монитором

SIVISION Advance

Оptionальные пакеты

GENERAL

CONCEPTS

ERGONOMY

EASY OF USE

WORKFLOW

PRICING

MARKETING TOOLS

COMPETITORS

The Dental Company

sirona.

ПАКЕТЫ: ПРОСТОТА И УДОБСТВО КОНФИГУРАЦИИ



Виды подачи инструментов

INTEGO pro TS
с нижней подачей
инструментов

INTEGO pro CS
с верхней подачей
инструментов

Пользовательские пакеты

START

ADVANCE

INNOVATION

ENDO pro

INTEGO pro
Базовая
комплектация

например

- подлокотники
- Контроль крутящего момента
- Нагрев воды

Индивидуальные опции

SIVISION ready

SIVISION Start
без монитора

SIVISION Start
с монитором

SIVISION Advance

Оptionальные пакеты

GENERAL

CONCEPTS

ERGONOMY

EASY OF USE

WORKFLOW

PRICING

MARKETING TOOLS

COMPETITORS

INTEGO И INTEGO PRO В БАЗОВОЙ КОНФИГУРАЦИИ

INTEGO Базовая комплектация

Кресло пациента

- Премиум обивка
- Обслуживание пациентов весом до 140 кг
- Плоский подголовник
- Пневматическая педаль ножного управления

Модуль врача CS/TS

- 5 гнезд для инструментов
- Панель управления EasyPad
- Блок питания для 2 приводов боров

Гидроблок

- Версия „Компакт“
- Стандартная влажная аспирация
- Подготовлен для подключения бутылки чистой воды
- Плевательница с ручным поворотом

Модуль ассистента

- Версия „Компакт“, на поворотной консоли, монтируется на гидроблоке
- 4 гнезд для инструментов
- Слюноотсос и пылесос

INTEGO pro Базовая комплектация

pro

Кресло пациента

- Премиум обивка
- Пневматическая педаль ножного управления
- Плоский подголовник
- Джойстик перекрестного действия

Модуль врача CS/TS

- 5 гнезд для инструментов
- Панель управления EasyPad
- Блок питания для 2 приводов боров
- Система подводки освещения
- Подготовлен для использования скейлера и до 2 микромоторов

Гидроблок

- Версия „Комфорт“
- Подготовлен для встраивания системы постоянной дезинфекции
- Встроенные насадки для санитарной обработки
- Плевательница с ручным поворотом
- Система влажной аспирации с клапаном выбора места
- Автоматическая промывка
- Нагреватель воды

Модуль ассистента

- Версия „Комфорт“, на собственном кронштейне, с большим радиусом движения
- 4 гнезд для инструментов
- Слюноотсос и пылесос
- Подготовлен для использования SPRAYVIT E с подсветкой

GENERAL

CONCEPTS

ERGONOMY

EASY OF USE

WORKFLOW

PRICING

MARKETINGTOOLS

COMPETITORS

The Dental Company

sirona.

ЦЕНЫ ПО ПРАЙСЛИСТУ

	INTEGO	INTEGO pro pro
Базовая комплектация	€ 11,500	€ 18,500

GENERAL

CONCEPTS

ERGONOMY

EASY OF USE

WORKFLOW

PRICING

MARKETINGTOOLS

COMPETITORS

The Dental Company

sirona.

ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКИЕ ПАКЕТЫ INTEGO



START

- 3-канальный пюстер
- Система подводки освещения
- 2 турбинных шланга
- Операционный светильник LEDlight



ADVANCE

- Электрическая педаль C+
- SPRAYVIT E на модуле врача
- Система подводки освещения
- 1 турбинный шланг
- 1 микромотор BL ISO E
- Операционный светильник LEDlight



INNOVATION

- Электрическая педаль C+
- SPRAYVIT E на модуле врача
- Система подводки освещения
- 1 турбинный шланг
- 1 микромотор BL ISO E
- Скейлер SIROSONIC L
- Операционный светильник LEDlight

GENERAL

CONCEPTS

ERGONOMY

EASY OF USE

WORKFLOW

PRICING

MARKETINGTOOLS

COMPETITORS

The Dental Company

sirona.

ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКИЕ ПАКЕТЫ INTEGO PRO



START

- Электрическая педаль C⁺
- SPRAYVIT E на модуле врача
- 1 турбинный шланг
- 1 микромотор BL ISO E
- Рабочий светильник LEDlight



ADVANCE

- Электрическая педаль C⁺
- SPRAYVIT E на модуле врача
- 1 турбинный шланг
- 1 микромотор BL ISO E
- Скейлер SIROSONIC L
- Панель управления EasyTouch
- Рабочий светильник LEDview



INNOVATION

- Электрическая педаль C⁺
- SPRAYVIT E на модуле врача
- 3-й привод бора
- 1 турбинный шланг
- 2 микромотор BL ISO E
- Скейлер SIROSONIC L
- Панель управления EasyTouch
- SPRAYVIT E на модуле ассистента
- Рабочий светильник LEDview

GENERAL

CONCEPTS

ERGONOMY

EASY OF USE

WORKFLOW

PRICING

MARKETINGTOOLS

COMPETITORS

The Dental Company

sirona.

ОПЦИОНАЛЬНЫЕ ПАКЕТЫ ДЛЯ INTEGO И INTEGO PRO



SIVISION START без монитора

- SIVISION ready
- SIROCAM F
- Держатель монитора на стойке светильника



SIVISION START с монитором

- SIVISION ready
- SIROCAM F
- Монитор на стойке светильника
- Монитор 22" дюйма



SIVISION ADVANCE с монитором

- SIVISION ready
- SIROCAM AF
- Монитор на стойке светильника
- Монитор 22" дюйма

GENERAL

CONCEPTS

ERGONOMY

EASY OF USE

WORKFLOW

PRICING

MARKETINGTOOLS

COMPETITORS

The Dental Company

sirona.

ОПЦИОНАЛЬНЫЕ ПАКЕТЫ ДЛЯ INTEGO И INTEGO PRO



SIVISION ready для модуля врача

- USB-интерфейс
- Сетевой интерфейс



SIVISION ready для модуля ассистента

- USB-интерфейс
- Сетевой интерфейс



ENDO pro

pro

- Регулировка крутящего момента
- Апекслокатор
- Угловой наконечник ENDO 6:1

GENERAL

CONCEPTS

ERGONOMY

EASY OF USE

WORKFLOW

PRICING

MARKETINGTOOLS

COMPETITORS

The Dental Company

sirona.

SIRONA.COM

ПРЕМ'ЄР ДЕНТАЛ
dental materials, instruments and equipment

PREMIER-DENTAL.COM.UA
SIRONA.KIEV.UA

ВСЕ ПОЛУЧИТСЯ. ВМЕСТЕ С SIRONA. РАЗОМ З ПРЕМ'ЄР-ДЕНТАЛ.



Стоматологические
установки



Аппараты для
гигиены



CAD/CAM
системы



Рентгеновские
системы



Инструменты

The Dental Company

sirona.